

## 130: CZAPEK-DOX AGAR

Sucrose	30.00	g
NaNO <sub>3</sub>	3.00	g
MgSO <sub>4</sub> x 7 H <sub>2</sub> O	0.50	g
KCl	0.50	g
FeSO <sub>4</sub> x 7 H <sub>2</sub> O	0.01	g
K <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	1.00	g
Agar	13.00	g
Distilled water	1000.00	ml

Adjust pH to 7.2.

For DSM 1240: Plus 2% yeast extract